

# ReSound Micro Mic



## Descrizione Prodotto

ReSound Micro Mic trasmette il parlato direttamente agli apparecchi acustici dei vostri clienti con un raggio di azione fino a 25 metri (senza ostacoli).

## ReSound Micro Mic offre:

- Un design discreto e leggero
- Streaming del parlato, da persona a persona quando indossato con la clip o con il cordino
- Funzionalità Plug-and-play

Per comunicazioni da persona a persona, Micro Mic è la giusta scelta con qualsiasi apparecchio acustico ReSound wireless; è semplice da utilizzare ed offre eccezionali benefici al di là dell'utilizzo tradizionale degli apparecchi acustici. Ottimizza il rapporto segnale-rumore e la comprensione del parlato in situazioni di ascolto difficili dove la distanza, il rumore di fondo o un'acustica insufficiente sono un problema. Trasmette la voce dell'interlocutore direttamente agli apparecchi acustici del vostro cliente senza la necessità di altri dispositivi intermedi come cavi o cordini.

E dal momento che l'ascoltatore non è tenuto a guardare direttamente gli interlocutori durante le conversazioni, può svolgere altre attività così come fanno i normudenti.

ReSound Micro Mic estende il range di ascolto in differenti situazioni ben oltre la capacità di qualsiasi apparecchio acustico, ad esempio quando si hanno conversazioni:

- Nei luoghi di culto
- In auto
- Al ristorante

Il controllo del volume integrato assicura che il livello del parlato possa essere facilmente regolato. Inoltre, nel caso in cui Micro Mic dovesse accidentalmente cadere da un'altezza di più di 75 cm, un rilevatore di caduta farà sì che la trasmissione divenga momentaneamente muta per evitare sgradevoli rumori a causa dell'impatto.

## Facile da collegare

- Basta premere il pulsante per l'accoppiamento su ReSound Micro Mic, aprire e chiudere il vano batteria degli apparecchi acustici entro 20 secondi e l'accessorio si accoppierà con gli apparecchi acustici.
- L'accoppiamento può anche essere effettuato attraverso il software di fitting ReSound Aventa
- L'accoppiamento è da farsi una sola volta; una volta fatto, ReSound Micro Mic rimane accoppiato con gli apparecchi acustici.

## Facile da usare

- Accendere semplicemente Micro Mic e impostare gli apparecchi acustici in modalità streaming.
- Semplice da ricaricare (caricatore incluso)
- Tempo di conversazione: 10 ore
- Può essere indossato con la clip agli indumenti oppure con un cordino
- Controllo volume per una semplice regolazione (incluso blocco volume)
- Rilevatore caduta – la trasmissione diviene momentaneamente muta se viene rilevata una caduta da un'altezza superiore a 75 cm.

## Tecnologia wireless a 2,4 GHz

- Uno standard intelligente, comprovato e affidabile con un segnale forte, chiaro e stabile.
- Nessuna dissincronia fra il suono trasmesso ed il labiale grazie all'impercettibile ritardo di 20ms.

### Italia

GN Hearing S.r.l.  
Via Nino Bixio, 1/B  
35036 Montegrotto Terme (PD)  
Tel.: +39 049 8911 511  
Fax: +39 049 8911 450  
info@gnhearing.it  
www.resound.com

### Svizzera

GN ReSound AG  
Schützenstrasse 1  
CH-8800 Thalwil  
Tel.: +41 44 722 91 11  
Fax: +41 44 722 91 12  
info@gnresound.ch  
www.resound.ch

# ReSound

rediscover hearing

## Descrizione

- |  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
| 1 Pulsante accensione                  | 6 Tasto volume giù                               | 10 Pulsante di accoppiamento |
| 2 Microfono di ingresso                | 7 Pulsante di disattivazione audio               | 11 Clip                      |
| 3 Microfono di ingresso                | 8 Tasto volume su                                | 12 Adattatore AC/DC          |
| 4 Indicatore luminoso (LED)            | 9 Indicatore luminoso disattivazione audio (LED) | 13 Cavo ricarica             |
| 5 Connettore Micro USB per la ricarica |  | 14 Custodia                  |
|  |  | 15 Cordino                   |



Dati tecnici	
<b>Dimensioni</b>	53 x 25.5 x 20.3 mm / 2 x 1 x 0.8"
<b>Peso</b>	17 grammi
<b>Alimentazione</b>	Batteria ricaricabile integrata
<b>Connettore di alimentazione</b>	Mini USB
<b>Durata batteria (completamente carica)</b>	10 ore
<b>Tempo di carica</b>	Max 3 ore, dipende dallo stato iniziale della batteria
<b>Frequenza wireless</b>	2,4 GHz
<b>Raggio di azione wireless</b>	Fino a 25 metri (senza ostacoli)
<b>Connessioni wireless</b>	Molteplici apparecchi acustici per ReSound Micro Mic. Fino a 3 accessori wireless ReSound per ogni set binaurale di apparecchi.
<b>Latenza in streaming, accessorio-apparecchi acustici</b>	20 ms
<b>Interfaccia Audio</b>	Voice pick-up doppio microfono
<b>Range di frequenza</b>	100-8000 Hz $\pm$ 3dB
<b>Sensibilità Microfono</b>	Equivalente agli apparecchi acustici $\pm$ 3dB
<b>Modalità Clip</b>	Modalità microfonica direzionale con soppressione del rumore, focus rivolto verso la bocca dell'interlocutore.
<b>Limitatore del microfono</b>	I suoni che superano gli 85dB SPL vengono limitati per evitare un'uscita del suono non gradevole
<b>Immunità ESD</b>	Secondo le normative IEC 61000-4-2, test standard di immunità alle scariche elettrostatiche. 6kV metodo scarica a contatto/8kV metodo scarica nell'aria
<b>Conformità interfaccia wireless dell'apparecchio acustico</b>	EN300 328, ETSI EN 300 440-1 FCC CFR 47 parte 15, sottoparte C, §15.247
<b>Operatività e temperatura di carica</b>	da 0 a 45 °C / da 32 a 113 °F Può esser utilizzato in ambienti sotto lo 0 °C con riduzione dei tempi di durata della batteria
<b>Temperatura di conservazione</b>	da -20 a 45 °C / da -4 a 113 °F