

ワイヤレスで、
エンドレスに広がる、きこえの世界。



もっと楽に、もっと快適なきこえを耳にしたい。
そんな願いを実現するのが、補聴器のワイヤレス環境。
リサウンドのワイヤレス補聴器が、
新しいきこえの世界をお届けします。

© 2020 GNヒアリングジャパン(株) 無断複写・転載禁止。Apple、Appleロゴ、iPhone、iPad、iPod、iPod touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。AndroidとGoogle Play、Google PlayロゴはGoogle LLC.の商標です。Androidロボットは、Googleが作成および提供している作品から複製または変更したものであり、クリエイティブ・コモンズ表示3.0ライセンスに記載された条件に従って使用しています。DolbyおよびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの登録商標です。Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

補聴器のご試聴・ご相談・ご用命は当店へ。
お気軽にご来店ください。



GNヒアリングジャパン株式会社

一般のお客様電話番号

☎ **0120-921-102**

販売店様専用電話番号

☎ **0120-921-310**

受付：月曜～金曜・午前9時～午後5時30分
(土日祝日・年末年始は休み)

www.resound.com/wirelessconnectivity



品質マネジメントシステム
ISO13485:2016

※記載の性能・仕様は改良により予告なく変更する場合があります。
※製品の色は実物とは異なる場合があります。



このカタログの内容は2021年1月現在のものです。

MKD1057 WA 05 2101C-21013K

ワイヤレスアクセサリ

もっと便利に
きこえ広がる



ReSound GN



GN Making Life Sound Better

きっと、もっと楽に聞こえる。

リサウンドの補聴器とワイヤレスアクセサリーがあれば、もっと便利に、もっと簡単に聞こえるの世界を広げることができます。



ワイヤレスアクセサリー

聞き取りにくい状況でも、快適な聞き取りを提供。活動の幅が広がります。

リサウンドのワイヤレス補聴器

リサウンドのワイヤレス補聴器はこれらのワイヤレスアクセサリーに対応しています。



アプリ

スマートフォンで、自分にあわせて聞こえの調節ができます。




いつでも、どんな時も聞きやすく。

人の声交错するカフェで、街の雑踏の中で、会話を楽しみたいサークルで、リサウンドのワイヤレス補聴器なら、使う人のことを考えた快適な聞こえをお届けします。



① 直接送信

リサウンドの補聴器は、今やワイヤレスヘッドホンのように使えるようになりました。雑音の多い場所でも、携帯電話を通して、また車内でも楽に会話が聞き取れるようお手伝いします。家族と一緒に、誰にとっても快適な音量でテレビを楽しむこともできます。



② 自分好みの設定に目立たず操作

iPhoneなどのスマートフォンで補聴器の音量調節やプログラム設定ができます。周囲からは、メールでも読んでいるようにしか見えません。



③ つながる自信

もっと便利に、簡単に、聞こえる世界を広げる—これがリサウンドの願いです。装用者の好みやライフスタイルに対応することによって、毎日の中での大切な瞬間を楽しみ、自信を持って参加できるようお手伝いします。

リサウンドのワイヤレス技術の真髄

中継器などを使わない補聴器とワイヤレスアクセサリーの直接通信技術は、リサウンドが世界に先駆けて開発・製品化しました。リサウンドが採用している2.4GHzワイヤレス技術は通信遅延が少なく、安定した接続を維持できることから、最良の音質をお届けすることができます。

マイクひとつで、暮らしが変わる。

マイクロマイクやマルチマイクを使うことによって、雑音の多い場所や数メートル離れた場所からでも、聞きたい相手の声を、高音質のまま直接補聴器で聞き取ることができます。

会話のリズムが崩れず、楽しさが広がります。



離れた場所から呼び掛ける声もお届けします。(最大25m)



話し相手の胸元に付けてもらえば、雑音の多い場所でも会話を楽しめます。



テーブルマイクとして、周りに座っているすべての人の声をお届けします。



マイクロマイク

リサウンドのワイヤレス補聴器とこのマイクさえあればすぐに使い始められます。話し相手の胸元に付けてもらえば、雑音の多い場所でも会話を楽しめ、例えば車の後部座席からの声も、部屋の離れた場所からの呼び掛けにも応えられます。

視界をさえぎるものがない場合、最大25メートルまで通信可能です。

38,500円(税込) 乳幼児・学生割引対象

- 小さくて軽量:約5.3×2.5×2cm, 17g
- 最大通信範囲:25m
- 最大連続使用時間:10時間
- 衣服への装着用に360度回転クリップ付首掛け用ストラップ付属
- ボタン操作で簡単に音量調節可能
- 落下音制御付き(75cm以上の高さから落下した場合に自動でマイクを消音)
- 1台につき複数の補聴器をペアリング可能
- 補聴器両耳1セットにつきマイクロマイク他3台まで接続可能
- 充電式



マルチマイク

マイクロマイクと同機能、同通信範囲に加え、テーブルマイクの機能もあるため、周りに座っているすべての人の声をお届けします。更にテレコイルとFMシステム*に対応し、ライン入力も装備しているため、テレビやオーディオ機器などからの音声も含め、あらゆる音を補聴器に直接送信します。*FM受信機が必要です。

55,000円(税込) 乳幼児・学生割引対象

- サイズと重量:約6.1×2.8×2.2cm, 22g
- 最大通信範囲:25m
- 最大連続使用時間
 - ・マイクモード : 約11時間
 - ・ライン入力モード: 約11時間
 - ・テレコイルモード: 約7時間
 - ・FMモード : 約10時間
- 垂直に立てて身に着ければ、自動で背景雑音を低減し着けた人の声を拾うモードに
- 水平に置けば、自動でテーブルマイクとして周囲の音声を拾うモードに
- 衣服への装着用に360度回転クリップ付首掛け用ストラップ付属
- ボタン操作で簡単に音量調節
- 落下音制御付き(75cm以上の高さから落下した場合に自動でマイクを消音)
- 1台につき複数の補聴器をペアリング可能
- 補聴器両耳1セットにつきマルチマイク他3台まで接続可能
- 充電式



周囲に気遣いせず テレビが楽しめる。

TVユナイトIIを使えば、ご家族や友人に音量の気遣いをすることなく、周りの人と一緒に、快適にテレビを視聴することができます。



手元で簡単操作

補聴器の音量調節やプログラム変更を、シンプルで大きなボタンがついたリモコンで簡単に操作できます。

大きな画面*なので補聴器の設定確認もらくらく。ポケットやバックに入れて持ち歩きやすい軽量・小型サイズ。

*リモコンユナイトIIの機能



リモコンユナイトII

38,500円(税込)

- サイズ：9.8×4.2×1.5cm
- 重さ：35g
- 充電式
- 1台のリモコンユナイトIIにつき2台(両耳)の補聴器を登録可能



シンプルリモコン

22,000円(税込)

- サイズ：7.3×3.5×1.4cm
- 重さ：23g
- ボタン電池式
- 1台のシンプルリモコンにつき2台(両耳)の補聴器を登録可能



テレビと一緒に楽しめる

TVユナイトIIをテレビにつないでおけば、補聴器へ届くテレビの音声を、自分に最も快適な音量に調節できるため、家族や友人と一緒に、同じ視聴環境で楽しめます。

周囲の会話も聞き取れるので、テレビを見ながらの会話も可能。通信範囲から離れても、5分以内に戻れば補聴器はTVユナイトIIに自動的に再接続します。

また、リモコンユナイトIIやアプリを使えば、お手元でテレビと補聴器の音量を別々に調節することもできます。



TVユナイトII 38,500円(税込)

- 最大通信範囲：7m
- ステレオ音声
- 通信範囲外へ出てから5分以内に戻れば自動で再接続
- 1台のTVユナイトIIに複数台の補聴器を登録可能
- 1台の補聴器につきTVユナイトII他3台まで接続可能
- テレビやステレオ、パソコンなどに接続可能

携帯電話でも、 快適に会話ができる。

毎日、頻繁に使う携帯電話。騒がしい街中やいろいろな会話が飛び交う場所でも、携帯ユナイトIIを使うことで、相手の声を補聴器を通して、しっかり聞き取ることができます。

使い方も携帯ユナイトIIを胸元に留め、通話ボタンを押すだけ。大切なことを聞き逃すことが少なくなり安心です。Bluetooth対応の携帯電話で使用できます。



携帯電話から 音声をストリーミング

携帯電話からも音声送信が可能です。音楽鑑賞やポッドキャストでニュースを聞くなど、携帯ユナイトIIを使えば、補聴器がワイヤレスヘッドホンに早変わり。

補聴器を手元で簡単操作

携帯ユナイトIIを使って補聴器の音量やプログラム変更も可能です。

携帯ユナイトII 38,500円(税込)

- サイズ：6.9×3.2×1.3cm
- 重 さ：25g
- 連続通話可能時間：6 時間
- 最大待機時間：80 時間
- 充電式
- 衣服に留めるクリップ付き／ストラップ使用可能

無料アプリで 自分好みのきこえに調節

コントロールアプリを使えば、音量の調節やプログラムの切り替えは、タップとスワイプで簡単にできます。スマートフォンと携帯ユナイトIIがあれば、無料でコントロールアプリをお使いいただけます。

アプリを使えば、スマートフォンを操作するように目立たずに補聴器をお手元で操作できるのも魅力です。また、マイクロマイクといった、リサウンドのワイヤレスアクセサリーの音量調節も可能です。

コントロールアプリの 入手方法



コントロールアプリは無料でダウンロード可能です。ご利用のモバイル端末を使って、App StoreまたはGoogle Playにアクセスし、「ReSound Control」を検索してください。「入手」をタップし、続いて「インストール」をタップし、ご利用のモバイル端末にダウンロードしてください。

- 以下の端末に対応
iOS7以降を搭載したiPhone、iPad および iPod touch
バージョン2.3.5以降を搭載したAndroid スマートフォン



ワイヤレスアクセサリー対応一覧

	離れた人の声	 マルチマイク	 マイクロマイク	—	—
	複数人の会話	 マルチマイク	—	—	—
	テレビ／オーディオ機器音声	 マルチマイク ※モノラル音声	 TVユナイト II ※ステレオ音声	 携帯ユナイト II ※ステレオ音声 ※Bluetooth対応端末	—
	携帯電話での通話	 携帯ユナイト II	—	—	—
	補聴器の音量調節／プログラム変更	 リモコン ユナイト II	 携帯ユナイト II	 コントロール アプリ	 シンプル リモコン ※補聴器の 音量調節のみ
	ワイヤレスアクセサリーの接続切り替え	 リモコン ユナイト II	 コントロール アプリ	—	—

乳幼児・学生割引制度 について

リサウンドはお子さんのきこえを応援するために、「乳幼児・学生割引」をご用意しております。特別な書類や手続きは必要ありません。対象製品購入時に下記の通り、健康保険証などの年齢を確認できる書類、もしくは学生証をご用意いただくだけで、すぐに手続き可能です。

対象者	必要書類	割引率
乳幼児～中学生以下	年齢を確認できる書類のコピー (健康保険証 等)	メーカー希望小売価格より 20%割引
高校生以上の学生	学生証のコピー	

●イメージ動画がご覧になれます
ワイヤレスアクセサリー
もっと便利にきこえ広がる
<https://youtu.be/AY4kN5Cwf4U>

