



Versenden von Produkten mit Lithium-Ionen-Akku

ReSound Akku-Hörsysteme und zugehörige Ladeschalen mit eingebautem Akku

Produkt	Verpackung	Aufkleber
 <p>ReSound Hörsysteme mit verbautem Akku</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hörsysteme müssen vor äußeren Schäden geschützt sein und sollten sich nicht von allein einschalten können ▪ Verpacken Sie die Hörsysteme in einer inneren Verpackungseinheit und platzieren Sie diese in einer robusten Außenverpackung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kein Aufkleber, solange nur die im Hörsystem verbauten Akkus verschickt werden
 <p>ReSound Premium Ladeschale</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ladeschalen mit eingebautem Akku (ReSound Premium Ladeschale) müssen vor äußeren Schäden sowie vor leitenden Materialien innerhalb des Pakets geschützt sein ▪ Verpacken Sie die Ladeschale in einer inneren Verpackungseinheit und platzieren Sie diese in einer robusten Außenverpackung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufkleber UN 3480  <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sie finden den Aufkleber auf der nächsten Seite zum Ausdrucken bereit
 <p>ReSound Akku-Verkaufseinheit (Akku-Hörsysteme + Ladeschale mit Akku)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Akkus müssen einzeln verpackt sein (bitte nicht die Hörsysteme in der Ladeschale versenden) ▪ Platzieren Sie die einzelnen Verpackungen in einer robusten Umverpackung ▪ Einheiten müssen vor äußeren Schäden sowie vor Kontakt mit leitenden Materialien innerhalb der Verpackung geschützt sein 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufkleber UN 3481  <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sie finden den Aufkleber auf der dritten Seite zum Ausdrucken bereit

Bitte beachten Sie ein max. Gewicht von 30kg pro zu versendenden Paket

Versenden der ReSound Premium Ladeschale

Bitte drucken Sie den Aufkleber aus und kleben ihn gut sichtbar auf Ihr Paket. (Mindestabmessungen 110 x 120mm)



Achtung: Kontaktieren Sie bitte zunächst die GN Hearing GmbH, wenn die Akkus beschädigt sind (z.B. aufgequollene Akkus, auslaufende Akkus oder optisch sichtbare Schädigungen).

GN Hearing GmbH
An der Kleimannbrücke 75
48157 Münster

Tel: 0251 203960
Mail: info@gnresound.de

Versenden der ReSound Akku-Verkaufseinheit

Bitte drucken Sie den Aufkleber aus und kleben ihn gut sichtbar auf Ihr Paket.

(Mindestabmessungen 110 x 120mm)



Achtung: Kontaktieren Sie bitte zunächst die GN Hearing GmbH, wenn die Akkus beschädigt sind (z.B. aufgequollene Akkus, auslaufende Akkus oder optisch sichtbare Schädigungen).

GN Hearing GmbH
An der Kleimannbrücke 75
48157 Münster

Tel: 0251 203960
Mail: info@gnresound.de