

Vous pensez qu'il ne s'agit
que d'un nouvel intra ?
Changez votre regard !

POUR LES PERTES AUDITIVES LÉGÈRES À SÉVÈRES

Pour inciter à passer des écouteurs aux aides auditives plus tôt. Nos dernières études montrent que :

- De nombreuses personnes qui ressentent des difficultés à entendre et qui utilisent d'abord des écouteurs « socialement acceptés » sont prêtes à utiliser une aide auditive tout-en-un élégante à la place.¹
- 58 % portent des écouteurs pour améliorer leur audition et essaient d'autres appareils avant d'adopter des aides auditives.²

PRÉSENTATION D'UN NOUVEAU DESIGN ORIGINAL

Désormais, notre technologie auditive rechargeable la plus avancée est intégrée dans un design d'écouteurs. Nous avons combiné de manière unique les compétences médicales et audio que nous avons sous un même toit, avec les écouteurs sans fil de notre société sœur, Jabra. C'est le meilleur des deux mondes.

VOUS PENSEZ QUE VOS CLIENTS DOIVENT FAIRE DES COMPROMIS AVEC UN INTRA ? CHANGEZ DE REGARD !


Quel que soit le modèle, vos clients peuvent bénéficier des mêmes fonctionnalités et caractéristiques avancées que nos modèles RIE.

PROCESSUS DE FABRICATION OPTIMISÉ


La conception de la coque est validée avant l'impression 3D, en simulant le résultat dans l'oreille, sur le site de fabrication GN. Cela aide à l'alignement horizontal des deux microphones pour une meilleure audition dans le bruit.

UN STYLE MODERNE QUI CONVIENT À VOS CLIENTS

Choisissez pour eux la couleur stylée anthracite ou des couleurs plus naturelles.



1. Segmentation des pré-utilisateurs, rapport descriptif pour GN par Ipsos, mars 2021, n = 1 500 pré-utilisateurs atteints de perte auditive légère à modérée.
2. 58% des non-utilisateurs d'aides auditives (n=419) utilisent des casques ou des écouteurs pour améliorer leur audition, en essayant d'autres appareils avant d'explorer les aides auditives. Étude multimarché GN Fidelity End User, 2021, internal.



LE PREMIER CHARGEUR SUR MESURE AU MONDE

Le chargeur portable sur mesure a des inserts spécialement créés correspondant aux aides auditives de votre client pour assurer une charge inductive intuitive et efficace. Ils auront toute la puissance nécessaire- jusqu'à 24 heures sur une seule charge.

UNE RECHARGE VRAIMENT FACILE

Vos clients placent simplement leurs aides auditives dans le chargeur personnalisé pour les recharger pendant qu'ils dorment ou se reposent. Outre la position pratique des inserts de charge, la simplicité du modèle intra rend deux fois plus rapide le retrait des aides auditives du chargeur et leur mise en place correcte dans l'oreille par rapport à un modèle RIE rechargeable³.

QUOI QUE VOUS PENSIEZ DES INTRAS, CELA RISQUE DE CHANGER

Aidons davantage de nouveaux clients à passer des écouteurs aux aides auditives plus tôt dans leur parcours auditif. Ce n'est qu'ensemble, avec notre expérience partagée, notre dévouement et notre soutien que nous pourrions y arriver.

Contactez-nous dès aujourd'hui pour parler des aides auditives personnalisées ReSound.

En savoir plus sur pro.resound.com

3. Sjolander et al, 2022.